

PRÉREQUIS

Le Gamma
95 avenue des Logissons
13770 Venelles
Tél.: 04 42 54 91 91
Fax: 04 42 54 91 84
televitale@televitale.fr
www.televitale.fr

**topaze**
televitale

FICHE DES PRÉREQUIS

- INSTALLATION/FORMATION -

Pour que le formateur consacre tout son temps à vous former et vous faire gagner un temps précieux, il vous faut préparer l'installation en vérifiant les points suivants :



- 1 Avoir en votre possession votre Carte Professionnelle de Santé (CPS) ou, le cas échéant, en faire la demande à ASIP SANTE (08 25 85 20 00), ainsi que le code à 4 chiffres reçu séparément par courrier recommandé.



CPS

Code CPS

Vous avez reçu votre
CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE

Numéro : 2001157200

Voici votre code porteur
0828

Votre code de déblocage
15999792

- 2 Disposer d'un accès internet (ADSL ou clé 3G/4G) sur l'ordinateur où sera installé le logiciel.

- 3 Avoir créé une adresse email qui sera strictement réservée à la télétransmission de vos feuilles de soins électroniques, de préférence chez votre fournisseur d'accès internet pour une meilleure compatibilité (une adresse type Gmail ou Hotmail ne fonctionnera pas).

- 4 Se munir, d'au moins, une carte vitale lors de la formation.

D'une manière générale, il vous faut avoir :

- Un ordinateur avec une configuration minimum de : Processeur 2 GHz, Mémoire 4go avec windows 8, ou 10 ;
- Une connexion à internet haut débit ;
- Une imprimante installée et paramétrée ;
- Vous devez être équipé d'un scanner compatible avec la norme WIA, capable de numériser en noir et blanc en 200 points par pouce.

IMPORTANT :

TOPAZE TELEVITALE ne fonctionne pas sous environnement MAC.

Néanmoins TOPAZE TELEVITALE peut également fonctionner sur un ordinateur de type Macintosh, cela nécessite l'émulateur Bootcamp et une licence Windows.

L'environnement Mac étant en évolution régulière, nous ne pouvons garantir son fonctionnement et une assistance dans cet environnement, sur la durée de votre contrat. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement, il vous appartiendra de l'installer sur un ordinateur de type PC.

De plus si vous disposez déjà d'un logiciel de télétransmission, l'installation de Télévitale peut rendre impossible la consultation des anciennes données (nous consulter pour plus de précisions).

Nom :

Prénom :

Signature du client :